

COD.4020R

CE



CIRCEO MEDICAL

STIRLING R


Letto professionale a 4 sezioni

- Testata regolabile con pistone a gas da -40° a +70°
- Braccioli scorrevoli su binari con cuscinetti a sfera
- Braccioli rotanti di 180°
- Motore Linak® da 8000N
- Portata massima fino a 200kg
- Piedini regolabili con antiscivolo
- Verniciatura a polvere epossidica
- Rivestimento in skai ignifugo Classe 11M
- Dispositivo medico CE




Codice letto presentato **4020RA2SCKP**
Colore rivestimento **#5946**


Disegno tecnico




60 cm
Larghezza



48-96 cm
Altezza




197 cm
Lunghezza





200 kg
Portata Massima




Larghezza Cuscino




Densità Cuscino




Poggiatesta



V Con foro viso



S Senza foro viso



M Con foro viso comfort

Regolazione Altezza



T Pedaliera



F Pulsantiera



C Barra Perimetrale

Optional



K Kit Ruote



P Portarotolo




G Asta RPG


Colori rivestimento disponibili




Verniciatura Telaio



Bianco
RAL 9016
di serie



Grigio
RAL 7035



Nero
RAL 9005
opaco

Richiedi un Preventivo Gratuito in un clic!

Ricevi una **consulenza personalizzata**.

Verrai ricontattato **entro 24 ore** da un nostro esperto con un preventivo **su misura**.

CIRCEO MEDICAL