

COD.4020T CE



CIRCEO MEDICAL

# STIRLING T


**Lettino professionale a 2 sezioni**

- Testata da 30 cm regolabile con pistone a gas da -40° a + 70°
- Motore Linak® da 8000N
- Portata massima fino a 200kg
- Piedini regolabili con antiscivolo
- Verniciatura a polvere epossidica
- Rivestimento in skai ignifugo Classe 1M
- Dispositivo medico CE




Codice lettino presentato **4020TA1VCKP**  
Colore rivestimento **#1816**


## Disegno tecnico




60 cm  
Larghezza




48-96 cm  
Altezza




197 cm  
Lunghezza




200 kg  
Portata Massima



## Larghezza Cuscino




60 cm




68 cm

## Densità Cuscino




D40  
4 cm  
Standard




D75  
2 cm  
Rigido

## Poggiatesta



V Con foro viso



S Senza foro viso

## Regolazione Altezza



T Pedaliera



F Pulsantiera



C Barra Perimetrale

## Optional



K Kit Ruote




P Portarotolo


## Colori rivestimento disponibili




## Verniciatura Telaio



Bianco  
RAL 9016  
di serie



Grigio  
RAL 7035



Nero  
RAL 9005  
opaco

**Richiedi un Preventivo Gratuito in un clic!**

Ricevi una **consulenza personalizzata.**

Verrai ricontattato **entro 24 ore** da un nostro esperto con un preventivo **su misura.**

CIRCEO MEDICAL