

COD. 4022

CE



CIRCEO MEDICAL

# GOSNELL


## Letto professionale a 4 sezioni

- Testata regolabile con pistone a gas da -40° a +70°
- Braccioli laterali abbattibili sotto al cuscino senza ingombro esterno
- Manubrio sotto il poggiatesta per il comfort del paziente
- Motore Linak® da 8000N
- Portata massima fino a 200kg
- Piedini regolabili con antiscivolo
- Verniciatura a polvere epossidica
- Rivestimento in skai ignifugo Classe 11M
- Dispositivo medico CE




Codice letto presentato **4022A1VCKP**  
Colore rivestimento **#1984**


### Disegno tecnico




55 cm  
Larghezza



48-96 cm  
Altezza




197 cm  
Lunghezza





200 kg  
Portata Massima




### Larghezza Cuscino




### Densità Cuscino




### Poggiatesta



**V** Con foro viso



**S** Senza foro viso



**M** Con foro viso comfort

### Regolazione Altezza



**T** Pedaliera



**F** Pulsantiera




**C** Barra Perimetrale

### Optional



**K** Kit Ruote




**P** Portarotolo


### Colori rivestimento disponibili




### Verniciatura Telaio



Bianco  
RAL 9016  
di serie



Grigio  
RAL 7035



Nero  
RAL 9005  
opaco

**Richiedi un Preventivo Gratuito in un clic!**

Ricevi una **consulenza personalizzata**.

Verrai ricontattato **entro 24 ore** da un nostro esperto con un preventivo **su misura**.

CIRCEO MEDICAL