

COD. 4021FL CE



CIRCEO MEDICAL

WEMBLEY FL


Letto professionale a 3 sezioni

- Posizione poltrona
- Posizione Trendelenburg
- Posizione flessione lombare
- Testata regolabile con pistone a gas da -40° a +70°
- Sezione centrale regolabile con motore elettrico da 3500N
- Sezione gambe regolabile con pistone a gas da 0° a +85°
- Motore Linak® da 8000N
- Portata massima fino a 200kg
- Piedini regolabili con antiscivolo
- Verniciatura a polvere epossidica
- Rivestimento in skai ignifugo Classe 1IM
- Dispositivo medico CE



Codice letto presentato 4021FLA1VCKP
Colore rivestimento #8051

Disegno tecnico




Larghezza Cuscino



Densità Cuscino



Poggiatesta



Regolazione Altezza



Optional



Colori rivestimento disponibili



Verniciatura Telaio



Richiedi un Preventivo Gratuito in un clic!

Ricevi una **consulenza personalizzata.**

Verrai ricontattato **entro 24 ore** da un nostro esperto con un preventivo **su misura.**

CIRCEO MEDICAL