

COD. 4023

CE



CIRCEO MEDICAL

# CANBERRA



**Letto professionale a 1 sezione**

- Ampia sezione per trattamenti con il metodo Bobath
- Motore Linak® da 8000N
- Portata massima fino a 200kg
- Piedini regolabili con antiscivolo
- Verniciatura a polvere epossidica
- Rivestimento in skai ignifugo Classe 1IM
- Dispositivo medico CE




Codice letto presentato **4023B1STK**  
Colore rivestimento **#872**


## Disegno tecnico




120 cm  
Larghezza



48-96 cm  
Altezza




195 cm  
Lunghezza




200 kg  
Portata Massima

## Larghezza Cuscino




100 cm




120 cm

## Densità Cuscino




D40  
4 cm  
Standard

## Poggiatesta



V SEZIONE UNICA  
con foro viso



S SEZIONE UNICA  
senza foro viso

## Regolazione Altezza



T Pedaliera



F Pulsantiera




C Barra Perimetrale

## Optional



K Kit Ruote




P Portarotolo


## Colori rivestimento disponibili




## Verniciatura Telaio



Bianco  
RAL 9016  
di serie



Grigio  
RAL 7035



Nero  
RAL 9005  
opaco

**Richiedi un Preventivo Gratuito in un clic!**

Ricevi una **consulenza personalizzata.**

Verrai ricontattato **entro 24 ore** da un nostro esperto con un preventivo **su misura.**

CIRCEO MEDICAL