

COD. 40232

CE



CIRCEO MEDICAL

# CANBERRA 2




**Letto professionale a 2 sezioni**

- Schienale regolabile con pistone a gas da 0° a + 70°
- Ampie sezioni per trattamenti con il metodo Bobath
- Motore Linak® da 8000N
- Portata massima fino a 200kg
- Piedini regolabili con antiscivolo
- Verniciatura a polvere epossidica
- Rivestimento in skai ignifugo Classe 1IM
- Dispositivo medico CE





Codice letto presentato **40232B1STK**  
 Colore rivestimento **#4947**


**Disegno tecnico**





**Larghezza Cuscino**



**Densità Cuscino**



**Poggiatesta**



**V** Con foro viso

**S** Senza foro viso

**Regolazione Altezza**




**T** Pedaliera

**F** Pulsantiera

**C** Barra Perimetrale

**Optional**




**K** Kit Ruote

**P** Portarotolo


**Colori rivestimento disponibili**




**Verniciatura Telaio**



Bianco  
RAL 9016  
di serie



Grigio  
RAL 7035



Nero  
RAL 9005  
opaco

**Richiedi un Preventivo Gratuito in un clic!**

Ricevi una **consulenza personalizzata.**

Verrai ricontattato **entro 24 ore** da un nostro esperto con un preventivo **su misura.**