

COD.3020M

CE



CIRCEO MEDICAL

BELMONT M


Lettino professionale a 2 sezioni

- Schienale regolabile con pistone a gas da -40° a +70°
- Motore Linak® da 6000N
- Portata massima fino a 180kg
- Piedini regolabili con antiscivolo
- Verniciatura a polvere epossidica
- Rivestimento in skai ignifugo Classe 1IM
- Dispositivo medico CE



Codice lettino presentato 3020MA1VTKP
Colore rivestimento #1944

Disegno tecnico



65 cm
Larghezza



55-85 cm
Altezza






190 cm
Lunghezza



180 kg
Portata Massima



Larghezza Cuscino



Densità Cuscino




Poggiatesta



V Con foro viso



S Senza foro viso



B Con braccioli e foro viso



M Con foro viso comfort

Regolazione Altezza



T Pedaliera



F Pulsantiera



C Barra Perimetrale

Optional



K Kit Ruote




P Portarotolo

Colori rivestimento disponibili



Verniciatura Telaio



Bianco
RAL 9016
di serie



Grigio
RAL 7035



Nero
RAL 9005
opaco

Richiedi un Preventivo Gratuito in un clic!

Ricevi una **consulenza personalizzata.**

Verrai ricontattato **entro 24 ore** da un nostro esperto con un preventivo **su misura.**

CIRCEO MEDICAL