

COD.3021G

CE



CIRCEO MEDICAL

FREMANTLE GYN


Letto professionale a 3 sezioni

- Sezione testa regolabile con pistone a gas da -40° a +70°
- Schienale centrale regolabile con pistone a gas da 0° a +70°
- Coppia di cuscini anatomici regolabili
- Motore Linak® da 6000N
- Portata massima fino a 180kg
- Piedini regolabili con antiscivolo
- Verniciatura a polvere epossidica
- Rivestimento in skai ignifugo Classe 1M
- Dispositivo medico CE




Codice letto presentato 3021GA1VTKP
Colore rivestimento #5948

Disegno tecnico




65 cm
Larghezza



55-85 cm
Altezza



190 cm
Lunghezza





180 kg
Portata Massima




Larghezza Cuscino




Densità Cuscino




Poggiatesta



V Con foro viso



S Senza foro viso



M Con foro viso comfort

Regolazione Altezza



T Pedaliera



F Pulsantiera




C Barra Perimetrale

Optional



K Kit Ruote




P Portarotolo


Colori rivestimento disponibili




Verniciatura Telaio



Bianco
RAL 9016
di serie



Grigio
RAL 7035



Nero
RAL 9005
opaco

Richiedi un Preventivo Gratuito in un clic!

Ricevi una **consulenza personalizzata.**

Verrai ricontattato **entro 24 ore** da un nostro esperto con un preventivo **su misura.**

CIRCEO MEDICAL