

COD.5023

CE



CIRCEO MEDICAL

KILDA 2



Letto professionale a 4 sezioni

- Schienale regolabile con pistone a gas da 0° a +70°
- Sezioni gambe regolabili singolarmente con pistoni a gas da 0° a -80°
- Motore Linak® da 6000N
- Portata massima fino a 180kg
- Piedini regolabili con antiscivolo
- Verniciatura a polvere epossidica
- Rivestimento in skai ignifugo Classe 1IM
- Dispositivo medico CE




Codice lettino presentato 5023A1VTKP
Colore rivestimento #55


Disegno tecnico




65 cm
Larghezza



55-85 cm
Altezza



190 cm
Lunghezza



180 kg
Portata Massima



Larghezza Cuscino



Densità Cuscino




D40
4 cm
Standard




D25
8 cm
Soft


Poggiatesta



V Con foro viso



S Senza foro viso



M Con foro viso comfort

Regolazione Altezza



T Pedaliera




F Pulsantiera

Optional



K Kit Ruote




P Portarotolo


Colori rivestimento disponibili




Verniciatura Telaio



Bianco
RAL 9016
di serie



Grigio
RAL 7035



Nero
RAL 9005
opaco

Richiedi un Preventivo Gratuito in un clic!

Ricevi una **consulenza personalizzata.**

Verrai ricontattato **entro 24 ore** da un nostro esperto con un preventivo **su misura.**

CIRCEO MEDICAL